

É a pressão positiva nas vias aéreas através de máscara como interface (máscara), entre o paciente e o ventilador artificial.

Todas as orientações a seguir são feitas de forma individualizada, sob responsabilidade do Fisioterapeuta e médico assistente.

- Utilizar aquecedores e umidificadores ativos conectados aos aparelhos portáteis;
- Quando não indicada a umidificação ativa, utilizar umidificação passiva (Filtro), conforme orientado;
- O tempo de uso do equipamento é individual, conforme Plano Terapêutico estabelecido, siga todas as orientações, conforme prescrito, e caso haja dúvida, procure o profissional responsável.

#### PASSO A PASSO DO FUNCIONAMENTO DO APARELHO:

- Manter o cabo de energia conectado à rede elétrica;
- Verificar o funcionamento do equipamento sempre que for iniciar a terapia;
- Colocar a máscara ao rosto do paciente e iniciar a ventilação;
- Pressionar botão liga/desliga para iniciar a ventilação (saída de ar para o paciente);
- Para finalizar a ventilação pressionar tecla liga/desliga para desligar o ar;
- Retirar a máscara do rosto do paciente;
- Após finalizado a ventilação, manter os acessórios dentro de um saco plástico limpo, livre de condensado;
- Manter a superfície do aparelho sempre limpa e seca;
- Procure o profissional responsável (Fisioterapeuta) quando houver dúvidas quanto ao processo de adaptação, especificações quanto ao uso, funcionamento, conservação e higienização dos aparelhos.

