

Orientações

Usuário de oxigênio domiciliar.

Informações importantes para garantir a sua segurança no tratamento do uso de Oxigênio Domiciliar.

Conheça seus equipamentos



Acessórios



ATENÇÃO

- É de responsabilidade do paciente/responsável ou cuidador cuidar/solicitar a reposição de gás;
- No caso de mudança de prescrição do médico, a equipe da UniDomiciliar deve ser comunicada imediatamente;
- É de responsabilidade do paciente/cuidar avisar à UniDomiciliar qualquer normalidade nos equipamentos.

Cuidados e limpeza

Lave o cateter, máscara de oxigênio e circuito diariamente, utilizando somente sabão neutro e água corrente;

Enxágue até certificar que todo o sabão foi eliminado;

Para o umidificador, utilize somente água destilada, filtrada ou potável. **NUNCA UTILIZE SORO;**

Certifique-se que o material encontra-se seco antes de nova utilização;

ATENÇÃO

Não dobre a mangueira da cânula nasal ou da máscara de oxigênio, pois pode impedir a passagem do fluxo correto do oxigênio que você precisa!

Quando pedir um novo cilindro?

